

Stühle diverse Modelle

Lehnsessel Sving

Aufstehstuhl und Ruhesessel „Sving“



HEPRO ist ein Norwegischer Hersteller von technischen Hilfsmitteln für behinderte Menschen. Die Firma verfügt über grosse Erfahrung in der Entwicklung und der Produktion von qualitativ hochstehenden Aufsteh- und Ruhesesseln.

ARCTIC SVING ist bereits die fünfte Produktgeneration welche modernes nordisches Design mit fortschrittlicher Technik verbindet.

Seit 1989 hat sich dieser Spezialstuhl in der Praxis bestens bewährt. Er hat vielen Menschen Erleichterung beim Aufstehen und unübertrefflichen Komfort beim Sitzen und Ruhen gebracht.

Der **HEPRO** Aufsteh- und Ruhesessel ist verschiedenen Modellen und Farben und Bezügen erhältlich.

Die neue „**ARCTIC SVING**“ Serie zeichnet sich durch verschiedenste Eigenschaften aus:

- Rückenlehne stufenlos bis maximal 144 Grad absenkbar
- Nackenstütze kann stufenlos von 0° bis 45° verstellt werden
- Armlehnen in der Höhe stufenlos verstellbar
- Für den Transfer können die Armlehnen so weit abgesenkt werden, dass ein seitlicher Transfer (Übersetzen über die Seiten) problemlos möglich ist

Technische Daten:

- Belastbarkeit bis zu 150 kg oder Typ "MAXI" bis 230 kg
- Sitzbreite 49 cm
- Sitztiefe 42-47 cm
- Rückenlehnen Winkel Sitz/Rücken 105-144°
- Nackenkissen 37 x 10 x21 cm
- Sitzhöhe **Standardmodell** 44-53 cm

Auch als

ARCTIC SVING „Medium Tilt“ mit **elektrischer Sitzneigung** Sitzhöhe 48-57 cm, erhältlich.
(Nicht abgebildet)



Liftsessel



Liftsessel "Ontario"

- ❖ Geeignet zum Liegen, Lesen, Aufstehen, Relaxen!
- ❖ In verschiedenen Farben erhältlich
- ❖ Einfaches Modell, keine Verstellmöglichkeiten
- ❖ Interessant im Preis!

Vela



Arthrodesen-Stuhl

Der **Vela-Stuhl Uni21** ist ein moderner Arbeits- und Therapiestuhl, der durch seine verschiedenen Einstellmöglichkeiten in fast jeder Situation optimal angepasst werden kann.

Der gesamte Sitz lässt sich im Winkel verstellen. Die beiden Sitzelemente lassen sich unabhängig voneinander absenken und feststellen, so dass Hüft- und Kniegelenke beim Sitzen angenehm entlastet werden.



Merkmale:

- ❖ Höhenverstellung
- ❖ Sitzdreharretierung
- ❖ Sicherheitshandbremse
- ❖ Sitzneigung
- ❖ Rückenverstellung
- ❖ Zwei absenkbare Sitzklappen

Diverse Daten:

- ❖ Sitzhöhe: 42 cm - 57 cm
- ❖ Höhenbereich: 40 cm - 67 cm
- ❖ X-Arthrodesen Sitz: 44 cm x 44 cm
- ❖ Sitztiefe: 37cm - 44 cm
- ❖ Y-Rücken: 37x30 cm
- ❖ Armlehnenhöhe: 0- 24 cm
- ❖ Armlehnenzwischenraum: 39 cm - 54 cm
- ❖ Sitzneigung: -6° bis +6°
- ❖ Rückenverstellung: -10° bis +13°
- ❖ Gewicht: 21 kg
- ❖ Belastbarkeit: 125 kg