

Rampen

Universal-Rampen

Stufen, Bordsteine, Schwellen - manchmal ein großes Hindernis für Rollstuhlfahrer. Rampen für unterschiedlichste Einsatz-möglichkeiten helfen, diese Problematik zu überwinden.



Die Rampen bestehen aus einem Paar Einzelschienen, die jeweils durch ein Scharnier in der Mitte faltbar sind und so nicht nur stufenförmige Hindernisse überbrücken, sondern auch Türschwellen und vergleichbare Erhöhungen. Für den Transport können die beiden Schienen auf die Hälfte ihrer Gesamtlänge zusammengefaltet werden.



Die Fahrspuren der Rampen sind mit einem Antirutschprofil versehen die Kantenhöhe beträgt nur 3.5 cm hergestellt aus natureloxiertem Aluminium.

Rampen für Türschwellen etc. **Siehe Webshop**

Dies ist nur eine kleine Auswahl an Rampen.
Für weitere Modelle kontaktieren Sie uns.