

Rollatoren

Carbon

Der neue Carbon Rollator vermittelt nicht nur Sicherheit und Bequemlichkeit, er bietet darüber hinaus eine Eleganz, die ihresgleichen sucht. Durch die Auswahl des verwendeten Werkstoffs bietet dieser Rollator einen ganz erheblichen zusätzlichen Vorteil für in ihrer Bewegung eingeschränkte Personen einen minimalen Kraftaufwand bei der Benutzung.

Produktdetails

- Höhenverstellbare Handgriffe
- Faltbar
- Einkaufstasche
- Stockhalter und Rückengurt
- Gepolsterte Sitzfläche
- Gewicht ab 4.9kg
- Belastbar bis 150kg



Technische Daten

	Small	Medium	Large
Farbe	Carbon		
Sitzbreite (cm)	45,4		
Sitzhöhe (cm)	52		60
Sitztiefe (cm)	24		
Gesamtlänge (cm)	68	70,6	
Gesamtbreite (cm)	60		
Gesamthöhe; höhenverstellbare Schiebegriffe (cm)	81,3 bis 93,5	83,5 bis 96	92 bis 105
Lenk- und (cm) Bremsräder (cm)	Ø20x4 / Ø20x4	Ø20x4 / Ø24,5x4	
Max. Belastbarkeit (kg)	150		
Gewicht (kg)	4,9	5,3	5,5

Spring

Die Besonderheit dieses Rollators sind die grossen Vorderräder, die es erlauben, sich auf unebenem Boden zu bewegen und kleinere Hindernisse problemlos zu überwinden. Erwähnenswert ist die einstellbare Federung, die Schläge von den Rädern absorbieren.

Produktdetails

- Lieferbar in drei grössen
- Höhenverstellbare Handgriffe
- Faltbar
- mit justierbaren Spiralfedern
- Einkaufstasche
- Stockhalter und Rückengurt
- Gepolsterte Sitzfläche



Technische Daten

	Small	Medium	Large
Farbe	Graphitgrau		
Sitzbreite (cm)	46		
Sitzhöhe (cm)	52		60
Gesamtlänge (cm)	70		
Gesamtbreite (cm)	60		
Gesamthöhe; höhenverstellbare Schiebegriffe (cm)	80 bis 90	86 bis 98	93 bis 106
Lenk- und Bremsräder (cm)	Ø24,5x4 / Ø20x4		
Max. Belastbarkeit (kg)	136		
Gewicht (kg)	7	7,3	8,3

Gemino 30

Die Fliehkraft-Bremsen an den Hinterrädern bremsen bei einer Erhöhung der Gehgeschwindigkeit automatisch mit. Sofern Sie nur langsam gehen oder der Weg ansteigt, ist der Bremswiderstand nicht zu spüren.

Produktdetails

- Leichtgewichts-Rollator aus Aluminium, in drei Größen erhältlich: Gemino 30 / 30 M / 30 S SpeedControl
- Der Gemino 30 SpeedControl ist mit einem völlig neuen und innovativen Bremssystem ausgestattet
- Die Bremskraft kann in drei Stufen auf die Bedürfnisse des Nutzers eingestellt werden
- Im Gegensatz zu herkömmlichen Bremsen erfolgt kein Verschleiß an den Rädern
- Hoher therapeutischer Nutzen: Durch die dynamische Bremsfunktion wird ein deutlich verbessertes Gangbild erzielt
- Der Nutzer erlangt eine aufrechte Körperhaltung und hat maximale Sicherheit beim Gehen
- Durch die gleichmäßige Gehgeschwindigkeit und die verstärkte Gangsicherheit ideal für das Gehtraining



Technische Daten

	Gemino 30 SpeedControl	Gemino 30 M SpeedControl	Gemino 30 S SpeedControl
Farbe	Apple Green		
Sitzbreite (cm)	47		44
Sitzhöhe (cm)	62	55	48
Gesamtlänge (cm)	65		68
Gesamtbreite (cm)	60		55
Gesamthöhe; höhenverstellbare Schiebegriffe (cm)	78 bis 100	69 bis 88	65 bis 77
Lenk- und Bremsräder (cm)	Ø20x3,6		
Max. Belastbarkeit (kg)	100		
Gewicht (kg)	8,5	8,4	8

TOPRO Troja 2G

Das TOPRO Quick System erlaubt Reifenwechsel in wenigen Sekunden und schon sind Sie auf Kopfsteinpflaster komfortabel und auf glatten Belägen rutschsicher bereift. Neue Taschen, edle Farben und eine breite Auswahl an Zubehör runden die Idee ab.

Produktdetails

- Verschiedene Griffmöglichkeiten und eine echte Unterstützung beim Aufstehen dank "ERGO Grip"
- Sicherheit im Straßenverkehr mit 3M Scotchlite Reflektoren und Klingel am Rollator
- Kein Schmutz in der Wohnung - mit dem TOPRO Quick System werkzeuffrei die Bereifung wechseln
- Das innenliegende Bremssystem (IBS) ermöglicht den Einsatz verschiedenster Reifenprofile
- Einkaufen mit dem Rollator leicht gemacht – die verschliessbare Tasche mit bis zu 10kg Zuladung
- Farblich abgestimmte Design-Einkaufstasche
- In 2 verschiedenen Größen und 4 verschiedenen Farben erhältlich



Technische Daten

	M (medium)	S (small)
Farbe	Silber	
Sitzbreite (cm)	45,5	
Sitzhöhe (cm)	62	54
Gesamtlänge (cm)	65	
Gesamtbreite (cm)	60	
Gesamthöhe; höhenverstellbare Schiebegriffe (cm)	78 bis 100	67 bis 86
Lenk- und Bremsräder (cm)	Ø20	
Max. Belastbarkeit (kg)	150	125
Gewicht (kg)	7,75	7,35
Mass gefaltet	24	

neXus 2 (Standard / Low / SuperLow)

Der kanadische Rollator, hergestellt in Schweden, gehört dank seinem ausgeklügelten Faltsystem und Alu- Rahmen zu den „leichten“. Benötigt zum Lagern in gefaltetem Zustand wenig Platz. Artriker-Bremsen und das angenehme Sitzpolster runden den Rollator ab,

Produktdetails

- Mit dem kompakten "X"-Faltsystem ist der neXus 2 faltbar wie kein anderer Rollator und bleibt selbst im gefaltetem Zustand stehen.
- Für den Gebrauch drinnen und draussen.
- Ausgestattet mit einem Korb und gepolsterten Sitz mit Rückengurt.
- Die 8" deluxe Räder mit Kugellager und die doppelt aufgehängte Vordergabel sorgen für beste Rolleigenschaften.



Technische Daten

	neXus 2 Super Low	neXus 2 Low	neXus 2 Standard
Farbe	Schwarz		
Sitzbreite (cm)	44		
Sitzhöhe (cm)	47	53.5	61
Sitztiefe (cm)	24		
Gesamtlänge (cm)	66	68,5	70
Gesamtbreite (cm)	65		
Gesamthöhe; höhenverstellbare Schiebegriffe (cm)	73.5 bis 84	80 bis 90	87,5 bis 98
Lenk- und Bremsräder (cm)	Ø19x3		
Max. Belastbarkeit (kg)	110		
Gewicht (kg)	6,5		7

TAiMA XC

Mit seinem geringen Gewicht und einer dabei höchst möglichen Stabilität, der faltbarkeit und seinen grossen Rädern gilt er als ausserst erfolgreichen Outdoor- Rollator. Die Luftbereifung schont im besonderen Maße die Gelenke. Ideal auf Kopfsteinpflaster und Naturstrassen.

Produktdetails

- Ergogriffe
- Einfach faltbar und verriegelbar
- Steht auch in gefaltetem Zustand
- Inklusive Netztasche und Gehstockhalter
- Extragroße Räder mit Luftbereifung
- Ankipphilfe zum Überwinden von Hindernissen



Technische Daten

Farbe	Metallic rot
Sitzbreite (cm)	45
Sitzhöhe (cm)	60
Sitztiefe (cm)	23
Gesamtlänge (cm)	75
Gesamtbreite (cm)	66
Gesamthöhe; höhenverstellbare Schiebegriffe (cm)	85 bis 95
Max. Belastbarkeit (kg)	150
Gewicht (kg)	8,2
Mass gefaltet (cm)	29

Let's Go

Der Rollator speziell für den Wohnbereich.

Produktdetails

- Hochwertiger, edler Rollator in Buche/Aluminium-Optik für den Innenbereich
- Faltbar - bleibt in gefaltetem Zustand stehen
- Durchgehender Griff mit weichem Moosgummi und durchgehender Bremsbügel – somit auch für Einhandbedienung (z. B. Hemiplegiker) geeignet
- Sehr leicht und somit äußerst wendig
- Sehr schmal - maximale Breite nur ca. 55 cm, dadurch einsetzbar bei engen Platzverhältnissen und schmalen Türrahmen
- Lieferung serienmäßig mit waschbarem Stoffkorb und Tablett



Technische Daten

Farbe	Silber / Buche-Optik
Gesamtlänge (cm)	73
Gesamtbreite (cm)	55
Gesamthöhe; höhenverstellbare Schiebegriffe (cm)	83,5 bis 93,5
Lenk- und Bremsräder (cm)	Ø155x2,4
Max. Belastbarkeit (kg)	100
Gewicht (kg)	6,9

TOPRO Olympos

Der TOPRO Olympos ist ein echter Rollator für draußen. Selbst in extremen Situationen auf Feld- und Waldwegen eröffnet er neue Möglichkeiten, bei denen ein Allroundrollator an seine Grenzen kommen würde. Die pannensicheren, großen Vorderräder bieten erstaunlichen Komfort beim Überwinden von kleineren Hindernissen und Bordsteinkanten. Wenn Sie viel Wert auf eine höhere Zuladung, Stabilität und Komfort legen und einen robust ausgelegten Premium- Rollator für den Außenbereich suchen, dann sind Sie ein TOPRO Olympos-Typ.

Produktdetails

- Im verschliessbaren Korb können Einkäufe bis zu 15kg nach Hause transportiert werden
- Die weichen Profilräder des Rollators bieten höchsten Komfort auch auf Kopfsteinpflaster
- Das Sitznetz und die Parkbremse des Olympos ermöglichen jederzeit ein bequemes und sicheres Ausruhen
- Durch einfaches Zusammenfallen mit nur einem Handgriff ist der Rollator auch auf Reisen ein idealer Begleiter
- Die Memoryfunktion ermöglicht das Wiederfinden der einmal eingestellten Griffhöhe



Technische Daten

	M (medium)	S (small)
Farbe	Silber	
Sitzbreite (cm)	47	
Sitzhöhe (cm)	60	54
Gesamtbreite (cm)	70,5	
Gesamtlänge (cm)	76	
Gesamthöhe; höhenverstellbare Schiebegriffe (cm)	76 bis 95	71 bis 87
Lenk- und Bremsräder (cm)	Ø27 / Ø22,5	
Max. Belastbarkeit (kg)	150	
Gewicht (kg)	8,9	8,8
Mass gefaltet	27	

Ligero

Der Ligero in Leichtbauweise hat sich mit der umfangreichen Serienausstattung im Alltag bereits unzählige Male bewährt. Ein Klassiker in diesem Segment, einfach in der Handhabung, ist er auf jedem Untergrund für den Benutzer eine sehr komfortable Gehhilfe.

Produktdetails

- Stabiler Rahmen aus Aluminium
- Serienmäßig mit Sitz und Einkaufskorb
- Pannensichere Bereifung
- Rückenbügel abnehmbar, abschwenkbar
- Höhenverstellbare und drehsichere Ergogriffe
- Einfacher Faltmechanismus
- Leichtgängige Ergobremse
- Inklusive Sitz, Einkaufskorb und Stockhalter



Technische Daten

	Ligero M	Ligero S
Farbe	Silber	
Sitzbreite (cm)	45	
Sitzhöhe (cm)	56	52
Sitztiefe (cm)	31	
Gesamtlänge (cm)	65	
Gesamtbreite (cm)	55,5	
Gesamthöhe; höhenverstellbare Schiebegriffe (cm)	79 bis 90	
Lenk- und Bremsräder (cm)	Ø19,5	
Max. Belastbarkeit (kg)	120	
Gewicht (kg)	7,5	
Mass gefaltet	32	

Dolomit MAXI+

Der Dolomite MAXI+ ist ein Spezial-Rollator, der für schwergewichtige Nutzer bis zu einem Körpergewicht von 160 kg konzipiert worden ist.

Produktdetails

- Zwei Sitzhöhen lieferbar
- Geringes Gewicht
- In der Höhe verstellbare, ergonomische Handgriffe für eine bequeme Handstellung
- Sicherheitsbremse lässt sich ganz einfach feststellen
- Breiter, tiefer Sitz und Rückengurt für bequemes, sicheres Sitzen
- Durch hochklappbaren Sitz viel Beinfreiheit und optische Kontrolle des Bewegungsablaufes beim Gehen
- Platz sparend zusammenklappbar für Transport und Aufbewahrung
- Automatisch verriegelnde Klappsperre verhindert ungewolltes Zusammenklappen, wenn der Rollator am Griff angehoben wird (z. B. beim Überwinden von Bordsteinen)
- Pannensichere Bereifung



Technische Daten

	MAXI+ 550	MAXI+ 650
Farbe	Fernblau	
Sitzbreite (cm)	52	
Sitzhöhe (cm)	55	65
Sitztiefe (cm)	22	
Gesamtlänge (cm)	64	74
Gesamtbreite (cm)	70	
Gesamthöhe; höhenverstellbare Schiebegriffe (cm)	72,5 bis 89,5	81,5 bis 98,5
Lenk- und Bremsräder (cm)	Ø20	
Max. Belastbarkeit (kg)	160	
Gewicht (kg)	9,8	10,3

Dolomite Legacy

Der Dolomite Legacy ist ein hochwertiger Standard-Rollator. Ein zusätzlicher Pluspunkt ist seine pannensichere Bereifung. Optional ist ein Rückengurt erhältlich, der die nötige Sicherheit beim Sitzen bietet. Der Dolomite Legacy ist in zwei Grössen erhältlich.

Produktdetails

- Leichtgewicht-Rollator aus Stahlrohr in 2 Sitzhöhen
- In der Höhe verstellbare, ergonomische Handgriffe für eine bequeme Handstellung
- Sicherheitsbremse lässt sich ganz einfach feststellen
- Breiter, tiefer Sitz für bequemes, sicheres Sitzen
- Durch hochklappbaren Sitz viel Beinfreiheit und optische Kontrolle des Bewegungsablaufes beim Gehen
- Platz sparend zusammenklappbar für Transport und Aufbewahrung
- Klappsperre verhindert ungewolltes Zusammenklappen, wenn der Rollator am Griff angehoben wird (z.B. beim Überwinden von Bordsteinen)
- Pannensichere Bereifung.



Technische Daten

	Legacy 520	Legacy 600
Farbe	Blau	
Sitzbreite (cm)	42	
Sitzhöhe (cm)	54	62
Sitztiefe (cm)	18	
Gesamtlänge (cm)	66	70
Gesamtbreite (cm)	59,5	
Gesamthöhe; höhenverstellbare Schiebegriffe (cm)	75 bis 85	84 bis 93
Lenk- und Bremsräder (cm)	Ø20	
Max. Belastbarkeit (kg)	125	
Gewicht (kg)	7,6	

286E

Standard- Rollator faltbar mit Einkaufskorb, Sitz, Tablett, sowie Gehstützenhalter und ergonomisch geformten Handgriffen.

Produktdetails

- Anatomische Handgriffe
- Zusammenlegbar
- Feststellbremsen
- Pannensichere Bereifung
- Wegnehmbarer Korb
- Aufsteckbare Transportschale
- Stockhalter



Technische Daten

Farbe	Champagner
Sitzbreite (cm)	43
Sitzhöhe (cm)	60,5
Sitztiefe (cm)	16
Gesamtlänge (cm)	64,4
Gesamtbreite (cm)	59
Gesamthöhe; höhenverstellbare Schiebegriffe (cm)	78 bis 97
Lenk- und Bremsräder (cm)	Ø19,2x5,8
Max. Belastbarkeit (kg)	120
Gewicht (kg)	11
Mass gefaltet	24,5

ECO-light

Leichtgewicht- Rollator faltbar, mit breiter, gepolsterter Sitzfläche, Einkaufskorb, Gehstützenhalter und gepolsterter Rückenstütze.

Unter der klappbaren Sitzfläche befindet sich eine kleine Reissverschluss tasche für Schlüssel oder Kleingeld. Die gepolsterte Rückenstütze gibt Ihnen die nötige Sicherheit beim Sitzen und unterstützt Sie beim Heben des Rollators über Bodenschwellen oder Stufen.

Produktdetails

- Faltbar
- Sitz gepolstert, nach oben klappbar mit Reissverschluss tasche
- Multifunktionsbremse mit Feststeller
- Einkaufskorb vor oder unter dem Sitz montierbar
- Gehstützhalter links oder rechts montierbar
- Rückenstange gepolstert und abnehmbar



Technische Daten

Farbe	Champagner
Sitzbreite (cm)	41
Sitzhöhe (cm)	55
Sitztiefe (cm)	34
Gesamtlänge ohne Korb (cm)	67
Gesamtlänge mit Korb (cm)	76
Gesamtbreite (cm)	60
Gesamthöhe; höhenverstellbare Schiebegriffe (cm)	82 bis 95
Lenk- und Bremsräder (cm)	Ø20x3,5
Max. Belastbarkeit (kg)	120
Gewicht (kg)	7,6
Mass gefaltet (cm)	34,5

Delta Gehrad / P429/2

Wendig und platzsparend für den Innenbereich.

Produktdetails

- Delta-Gehrad aus Stahlrohr
- Durch drei Räder sehr wendig und schmal
- Platz sparend zusammenklappbar für Transport und Aufbewahrung
- Stufenlos in der Höhe verstellbare, ergonomische Handgriffe für eine bequeme Handstellung
- Durchdachter Faltmechanismus, lässt sich einfach lösen
- Geräumige Tasche, flexibel beim Zusammenklappen



Technische Daten

Farbe	Blau
Gesamtlänge (cm)	60
Gesamtbreite (cm)	67
Gesamthöhe; höhenverstellbare Schiebegriffe (cm)	81 bis 94
Lenk- und Bremsräder (cm)	Ø190
Max. Belastbarkeit (kg)	135
Gewicht (kg)	6

