

## Rollstühle

### Leichtgewicht-Rollstuhl Action 3



Der Leichtgewicht-Rollstuhl «Action 3» aus Aluminium bietet vielfältige Anpassungsmöglichkeiten an die Körpermasse des Benutzers und ist für den universellen Einsatz konzipiert.

#### Produktdetails

- ❖ Trommelbremsen für Begleitperson
- ❖ Feststellbremsen
- ❖ Bremshebel mit Hebelverlängerung
- ❖ Anpassrücken durch Klettbander
- ❖ Beinstützen mit Längenausgleich
- ❖ 20 verschiedene Hinterrad-Positionen
- ❖ Hinterräder 24" mit Steckachsen
- ❖ Vorderräder 8" (PU)
- ❖ Magnesium Vorderrad Lagerblock
- ❖ Diverses Zubehör optional
- ❖ Ca. 14.5 kg

### Standard 708 Delight



Standard Rollstuhl mit abnehmbaren Arm- und Fussstützen inkl. Kryptonbereifung (pannensicher).

### Produktdetails

- ❖ Umbau zu Hemiplegiker- und Amputiertenstuhl möglich
- ❖ Diverse Arm- und Beinstützen möglich
- ❖ Therapietisch erhältlich

### **Vermeiren V100**

Manueller Standard-Rollstuhl

Erhältliche Sitzbreiten von 39 bis 50 cm.  
Der V100 ist sehr belastbar bis zu 130 kg.



#### **Produktdetails**

- ❖ Trommelbremse für Begleitperson
- ❖ Feststellbremsen
- ❖ Beinstützen mit Längenausgleich
- ❖ Vorderräder 8" (PU)
- ❖ Hinterräder 24" mit Steckachsen
- ❖ Abnehmbare Armlehnen
- ❖ Ca. 16,5 kg
- ❖ Kippschutz
- ❖ Diverses Zubehör optional

**Vermeiren V200**  
Leichtgewicht Rollstuhl



Erhältliche Sitzbreiten von 39 bis 50 cm.  
Der V200 ist sehr belastbar bis zu 130 kg.

**Produktdetails**

- ❖ Trommelbremse für Begleitperson
- ❖ Feststellbremsen
- ❖ Beinstützen mit Längenausgleich
- ❖ Vorderräder 8" (PU)
- ❖ Hinterräder 24" mit Steckachsen
- ❖ Abnehmbare Armlehnen
- ❖ Ca. 19 kg
- ❖ Diverses Zubehör optional

### Reiserollstuhl "Moonlite"



Kompaktes Transportmass und leichtes Gewicht. Der Reise-Rollstuhl "Moonlite" bietet dem Benutzer ein angenehmes sitzen und der Beckengurt sorgt für mehr Sicherheit. Der Rollstuhl ist leicht und handlich und somit der ideale Begleiter für unterwegs. Er lässt sich mit einem Handgriff zusammenlegen und die Rückenlehne ist mittels Clip herunter klappbar. Dies ermöglicht ein platzsparendes Verstauen und ein leichtes Verladen ins Auto. Crash Test geprüft

### Produktdetails

- ❖ Sitzbreite: 41/46 cm
- ❖ Sitztiefe/höhe: 41/48 cm
- ❖ Gesamtbreite: Sitzbreite + 19 cm
- ❖ Gesamtlänge: 106 cm
- ❖ Faltmass: 23.5 cm
- ❖ Rahmenmaterial: Aluminium
- ❖ Gewicht: 11.8 kg
- ❖ Belastbarkeit: 115 kg

## Rollz



Ein moderner Rollator der im Handumdrehen in einen Rollstuhl umgebaut werden kann und natürlich auch wieder zurück. Mit dem 2-in-1 Rollator gewinnen Sie an Mobilität. Der Rollz Motion ist sehr flach zusammenklappbar und passt in jedes Auto.

### Produktdetails

- ❖ Vom Rollator zum Rollstuhl umbaubar
- ❖ Trommelbremsen
- ❖ Rollator mit Sitzpolster
- ❖ Sitzhöhe/-breite/-tiefe: 55 x 42,5 x 38,5 cm
- ❖ Gesamtbreite/-länge: 65,5 / 63 cm
- ❖ Durchmesser Vorderrad/Hinterrad: 20,30 cm (8“) / 31,75 cm (12“), pannensicher
- ❖ Belastbarkeit: 125 kg
- ❖ Max. / min. Körpergrösse: 190 / 160 cm
- ❖ Handgriffhöhe einstellbar von: 86-102 cm
- ❖ Gewicht Rollator: 11,4 kg
- ❖ Material: Aluminium / Kunststoff

**Rea Azalea**  
Pflegerollstuhl



Das flexible Sitzsystem dieses komfortablen Rollstuhls "Rea Azalea" bietet dem Nutzer eine angenehme und individuelle Sitzposition im Rollstuhl. Unter der individuellen Berücksichtigung von Körperbau, Grösse und Gewicht wird der Multifunktions-Rollstuhl Azalea, den Anforderungen jedes Nutzers perfekt an die Positionierung erfüllen.

**Produktdetails**

- ❖ Kombination aus unterstützendem Sitzen, leicht einstellbarem Sitzwinkel und verstellbarer Rückenlehne
- ❖ Mit 22" / 24" Hinterrädern erhältlich oder als Transitversion Rea Azalea Assist mit 16" Hinterrädern
- ❖ Drei unterschiedliche Rahmengrößen ermöglichen eine Sitzbreite von 390 - 590 mm
- ❖ Individuell einstellbare Sitzbreite und Sitztiefe sowie weitere Verstellmöglichkeiten sorgen für Stabilität, Sicherheit und eine optimale Sitzposition

## Kinderrollstühle



Dieser Kinderrollstühle werden hauptsächlich zur Miete angeboten. Erhältlich sind diese in den Grössen 34 bis 38 cm.



Optional bieten wir auch hochschwenkbare Fussrasten an. Diese lagern das Bein in optimaler Weise.

**Angebotene Produkte können von den hier gezeigten Bildern abweichen!**



## Allgemeines Zubehör


### No-Moreflat

Nie mehr pumpen!

Die meisten Probleme beim Rollstuhl sind die Folge schlecht gepumpter Bereifung. Schlechtes Pumpen reduziert die Sicherheit.

Die Lösung heisst: No-Moreflat

Der No-Moreflat-Schlauch wird aus einer speziellen Gummimischung hergestellt. Da kein Luftdruck benötigt wird, braucht er nicht aufgepumpt zu werden. Der No-Moreflat ist pannenfrei!



Die Rollstuhlbremsen sind vom Luftdruck im Pneu abhängig. Hat der Pneu nicht den richtigen Druck, lässt die Bremswirkung stark nach.

Mit zu schwach aufgepumpten Reifen laufen die Rollstühle schwerer.

Unterschiedlicher Luftdruck hat zur Folge, dass der Rollstuhl nicht geradeaus fährt, sondern nach einer Seite zieht.

Bei schlecht aufgepumpter Bereifung ist oft eine Richtungsänderung mit Rollstuhl und Patient nur mit grosser Anstrengung möglich. Ebenfalls ist ein "blockier-artiges Verklemmen" möglich, womit das Manövrieren erschwert wird.

No-Moreflat ist keine Vollgummibereifung. Räder mit No-Moreflat-Schlauch haben immer den richtigen Druck. Sie lassen sich leicht drehen, fahren ruhig und ohne Anstrengung. Dies gibt dem Rollstuhlfahrer Sicherheit.

Manövrieren und Kurvenfahren wird dank No-Moreflat leicht gemacht. Der Rollstuhl fährt dorthin, wo Sie wollen!

### Therapieplatte Plexiglas

Rollstuhl- Therapietisch



- ❖ Therapieplatte aus Plexiglas
- ❖ Materialstärke: 8mm
- ❖ kantenpoliert
- ❖ für alle Rollstuhlbreiten einstellbar