

Rollstuhlantriebshilfen

E-Fix Elektroantrieb



E-fix, der Elektroantrieb für Rollstühle.

Ob steile Steigungen oder schwierige Gefällstrecken, ob im Wohnbereich oder am Arbeitsplatz - e-fix, der Elektroantrieb für Ihren Rollstuhl, steht für einen kraftvollen Antrieb, für akkurates Fahrverhalten und für präzises Drehen und Wenden auf der Stelle.

E-Fix ist so anpassungsfähig, dass er an die allermeisten Rollstuhlmodelle adaptiert werden kann. Dazu gehören auch Pflege- und Lagerungsstühle, Sitzschalensysteme und Aufstehstühle. So muss niemand auf seinen optimal angepassten Rollstuhl verzichten.

Die Elektromotoren befinden sich in den Radnaben der Antriebsräder. Das handliche Bediengerät wird in Verlängerung der Armlehne angebracht und ist stufenlos einstellbar. Der leichte Akku-Pack wird einfach unter der Sitzfläche eingehängt. Die Reichweite des Akkus beträgt bis zu 15 km. Mit Hilfe des Automatik-Schnellladegerätes kann er in kürzester Zeit wieder aufgeladen werden.



Antriebsrad (Radnabe)

- Motor, Bremse, Kupplung und Getriebe in der Radnabe
- Einfaches Aufstecken und Abnehmen der Räder ohne Werkzeug
- pannensichere Bereifung
- E-fix verbreitert den Rollstuhl um ca. 1 - 2 cm

Bediengerät



- Ein- / Ausschalter
- LCD-Anzeige für Batteriekapazität, Fahrmodus und Fehlercodes
- Geschwindigkeitsvorwahl (1,5 - 6 km/h)
- Taster für Indoor- / Outdoorfunktion und Hupe

Akku-Pack



- mit Tasche und Verteilerschnittstelle
- Reichweite bis zu 15 km (abhängig von Untergrund, Insassengewicht und Gelände)
- Leicht herausnehmbar, nur 9 kg Gewicht
- Optional kann ein Wechselakku geliefert werden
- Das Aufladen des Akku kann am Rollstuhl erfolgen

E-Motion Aktivantrieb



E-Motion, der Aktivantrieb für Ihren Rollstuhl - Schubkraft, die aus den Rädern kommt. Werden die Greifreifen betätigt, unterstützen Elektromotoren wirkungsvoll die Anschubbewegung des Fahrers.

- Motoren und Akkus in den Rädern
- Keine zusätzlichen Kabelverbindungen
- Unterstützung in zwei Stufen einstellbar
- Empfindlichkeit zusätzlich einstellbar



Viamobil



Viamobil, die elektrische Schiebe- und Bremshilfe für Ihren Rollstuhl.

Die geeigneten Hilfsmittel können die Teilnahme an sozialen und gesellschaftlichen Leben leichter gestalten und die Rehabilitation entscheidend fördern. Gerade beim Schieben von Rollstühlen kommen manche Begleiter schnell an ihre Leistungsgrenze.

Steigungen und Gefälle stellen oft unüberwindbare Hindernisse dar. Hier leistet Viamobil mit all seinen Vorzügen einen wichtigen Beitrag zur Integration des Betroffenen und für die Entlastung der Betreuer.

- Schiebt und bremst auf Knopfdruck
- Kann an die meisten Rollstühle angebaut werden
- Stufenlose Geschwindigkeits-Vorwahl
- Reichweite ca. 20 km
- Einfache Handhabung
- Leicht Demontierbar
- Steigungen und Gefälle bis 18% möglich

Viamobil paßt an die meisten Rollstühle: Der kraftvolle Antrieb wird einfach unter die Sitzfläche des Rollstuhles eingehängt. Der handliche Akku-Pack liegt auf dem Antrieb und ist mit dem mitgelieferten Automatic-Ladegerät schnell wieder aufgeladen und einsatzbereit. Das benutzerfreundliche Bediengerät wird an den Schiebegriffen des Rollstuhles montiert.



V-Drive



Elektrische Schiebehilfe für Ihren manuellen Rollstuhl

Die Schiebehilfe V-Drive erweitert den Bewegungsradius Ihres manuellen Rollstuhls.

Sie unterstützt eine Begleitperson beim Schieben des Rollstuhls, zur Überwindung von Steigungen oder zur Entlastung für einen Spaziergang im Freien.

Die bedienerfreundliche Steuerung des V-Drive ermöglicht Ihnen einen komfortablen Einsatz Ihres Rollstuhls.

Technische Daten:

Geschwindigkeit:	max. 6 km/h
Max. Steigung:	8°
Reichweite:	ca. 15 km
Antrieb:	150 W
Batterie:	2x12 V
Gewicht:	11,8 kg*
Belastungsgewicht:	max. 135 kg
* exkl. Batterie à 8,2 kg	

