

STEP UP



- Komfortable Höheneinstellung
- Der vorne erhöhte Rahmen bietet besonders viel Platz beim Gehen
- Die nach hinten abfallenden Seitenteile erlauben eine sehr gute Unterfahrbarkeit von Betten und somit ein sicheres Aufstehen bzw. Hinsetzen.
- Der offen gestaltete, dreifach breitenverstellbare Rahmen vereinfacht den Transfer vom Rollstuhl
- Die Breitereinstellung der Unterarmauflagen erfolgt simultan, wobei stets ein Winkel von 25° zwischen Schulter und Handgelenk beibehalten wird; für eine natürliche Körperhaltung
- Handgriffe sind im Winkel und in der Tiefe einstellbar
- Abnehmbare Armauflagen aus weichem, wasserabweisenden Material; optimale Druckentlastung und einfache Reinigung
- Zubehör kann komplett werkzeugfrei montiert werden