



## Toilettenstuhl feststehend

Eignet sich vor allem dort, wo die Person noch selber auf den Toilettenstuhl gehen kann.

- Dieser Stuhl zeichnet sich aus durch seine perfekte Standfähigkeit
- Diskret, da der Topf weggenommen und die Sitzfläche mit dem Sitzpolster abgedeckt werden kann
- Ideal um neben das Bett zu stellen
- Topf kann von oben entnommen werden
- Sitzhöhe: 48 cm





## Toilettenstuhl fahrbar

Dieser Toilettenstuhl eignet sich vor allem dort, wo die zu pflegende Person, geschoben werden muss.

- Kann auch als Transferstuhl eingesetzt werden (Schlafzimmer / Toilette etc)
- Bremsbar
- Armlehnen hochklappbar
- Mit Fussteil, hochklappbar
- Einfache Reinigung durch abheben der Sitzfläche
- Topf kann von der Rückseite entfernt werden, was die Reinigung durch das Pflegepersonal beim Patienten gewährleistet
- Ist geeignet um über die Toilette zu fahren. Ideal für Intimwäsche
- Die Sitzhöhe beträgt 50 cm